



A Mother's Milk of Love

## ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA E L'INVIO DEL LATTE MATERNO

### **RACCOLTA DEL LATTE MATERNO**

- 1 • Usa una provetta di urina pulita e sterile  
• Preferibilmente col latte del mattino che è più concentrato.

### **CONSERVAZIONE**

- 2 • Preparati la provetta in frigorifero con il latte (max 24h a -15°)  
• Assicurati di chiudere e imballare se necessario il coperchio con dello scotch per evitare fuoriuscite).

### **Imballaggio e spedizione**

- 3 • Imballa tutto bene o in una scatola o in buste gialle con imbottitura  
• Puoi usare qualsiasi corriere incluso poste italiane ma con raccomandata tracciabile. La quale dovreste inviarmi il numero di tracking.  
Tramite e-mail [amother'smilkoflove@gmail.com](mailto:amother'smilkoflove@gmail.com)  
o whatsapp +39 380 155 1876



**SPEDIRE A:** Pugliese Valentina  
Milk A mother's milk of love  
Via Roma 64 Casorate Sempione  
Varese 21011 Italia

